





Estadios de disfunción diastólica

Estadio	Estado	Fisiopatología dominante
1	Relajación prolongada 	<ul style="list-style-type: none"> Relajación activa protodiastólica prolongada. Presión auricular izquierda normal. Bajo gradiente de apertura AI-VI. Reducción de la fuerza de succión del VI.
2	Pseudonormalización 	<ul style="list-style-type: none"> Relajación activa protodiastólica prolongada. Presión auricular izquierda levemente aumentada. Bajo gradiente de apertura AI-VI. Reducción de la fuerza de succión del VI.
3	Restrictivo (reversible) 	<ul style="list-style-type: none"> VI no complaciente (rigidez aumentada) Elevada Presión auricular izquierda. Alto gradiente de apertura AI-VI. Reducción de la fuerza de succión del VI. Contractilidad auricular izquierda reducida. Respuesta positiva a la reducción de la precarga.
4	Restrictivo (irreversible) 	<ul style="list-style-type: none"> VI no complaciente (rigidez aumentada) Elevada Presión auricular izquierda. Alto gradiente de apertura AI-VI. Reducción de la fuerza de succión del VI. Contractilidad auricular izquierda reducida. Respuesta negativa a la reducción de la precarga.